


Anti-Igf2Bp2/Imp2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y6M1

Artikelnummer: CM0004970



Einführung

Anti-IGF2BP2/IMP2 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, IP, ELISA. Reagiert mit humanem IGF2BP2/IMP2 (66/62 kDa), einem RNA-bindenden Protein, das die mRNA-Stabilität und den -Transport reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2BP2/IMP2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	10644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 500-595 von humanem IGF2BP2/IMP2 (NP_001007226.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9Y6M1
Proteingewicht	66 kDa/62 kDa
Versand	Eistasche