


Anti-Igf2Bp2/Imp2 Polyclonale Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Artikelnummer: CM0013165



Einführung

Dieses Kaninchen-polyclonale Antikörper zielt auf menschliches IGF2BP2/IMP2 (auch bekannt als IMP-2, VICKZ2) ab, validiert für IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Untersuchen Sie seine Funktion beim mRNA-Transport und der Translationskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2BP2/IMP2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Spezies	Mensch
GenID	10644 (Mensch)
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-599 von menschlichem IGF2BP2/IMP2 entspricht (NP_006539.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6M1
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel