


## Anti-Igf2Bp2/Imp2 Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6M1

Artikelnummer: CM0026239



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen IGF2BP2/IMP2, ein zentrales RNA-bindendes Protein das am mRNA-Transport und der mRNA-Stabilität beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Krebs- und Entwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | IGF2BP2/IMP2 Kaninchen pAb                                                                                                                            |
| Bemerkungen/Aliase | IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2                                                                                                                     |
| Art                | Mensch                                                                                                                                                |
| GeneID (Mensch)    | 10644                                                                                                                                                 |
| GeneID             | 10644                                                                                                                                                 |
| Immunogen          | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 500-599 von humanem IGF2BP2/IMP2 (NP_006539.3) entspricht. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                             |
| Kategorie          | Poliklonale Antikörper                                                                                                                                |
| Anwendung          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                                          |
| SWISS              | Q9Y6M1                                                                                                                                                |
| Proteinmasse       | 66kDa                                                                                                                                                 |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                             |