


Anti-Igf2Bp2/Imp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Elisa - Q9Y6M1

Artikelnummer: CM0022859



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IGF2BP2/IMP2. Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA.

Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf ein ~66 kDa Protein ab, das an der mRNA-Stabilität und dem Transport beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	IGF2BP2/IMP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMP2; IMP-2; VICKZ2; IGF2BP2/IMP2
Spezies	Mensch
GenID	10644
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 330-599 von humanem IGF2BP2/IMP2 (NP_006539.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6M1
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel