


Anti-Igf2Bp3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 000425

Artikelnummer: CM0028782



Einführung

IGF2BP3 Kaninchen pAb für WB, ELISA. Validiert für Mensch, Maus, Ratte. Ziel: Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 3 (IMP3/KOC). Ideal für Krebsforschung und RNA-Biologie-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2BP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
Spezies	Mensch
GeneID	10643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 des humanen IGF2BP3 (NP_006538.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00425
Protein-Gewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel