


Anti-Igf2Bp3-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O00425

Artikelnummer: CM0029972



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes IGF2BP3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die RNA-bindende Proteinforschung in der Krebs- und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2BP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Spezies	Mensch
GenID	10643 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-579 von humanem IGF2BP3 (NP_006538.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00425
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eisbeutel