


Anti-Igf2Bp3/Imp3 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - O00425

Artikelnummer: CM0006563



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IGF2BP3/IMP3, validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Krebs- und RNA-bindende Protein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGF2BP3/IMP3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	KOC; CT98; IMP3; KOC1; IMP-3; VICKZ3; IGF2BP3/IMP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10643
GenID	10643
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 300-579 des menschlichen IGF2BP3/IMP3 (NP_006538.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00425
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel