

Anti-Igfbp1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08833

Artikelnummer: CM0002865



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IGFBP1, geeignet für Western Blot und ELISA. IGFBP1 reguliert die IGF-Bioverfügbarkeit und Zellmigration; nützlich für Wachstumsfaktor-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	AFBP, IBP1, PP12, IGF-BP25, hIGFBP-1, IGFBP1
Spezies	Human
GeneID (Human)	3484
GeneID	3484
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 160-259 von humanem IGFBP1 (P08833) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08833
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel