

Anti-Igfbp1 Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Elisa - P08833

Artikelnummer: CM0017045



Einführung

IGFBP1 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der auf das menschliche insulinartige Wachstumsfaktor-bindende Protein 1 abzielt, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für die Erforschung von IGF-Signalgebung, Zellmigration und Apoptoseregulierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	AFBP; IBP1; PP12; IGF-BP25; hIGFBP-1; IGFBP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3484
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 150-250 des menschlichen IGFBP1 (NP_000587.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P08833
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel