


Monoklonaler Anti-Igfbp2-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18065

Artikelnummer: CM0009546



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IGFBP2. Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Geeignet für die Forschung zur Bindung insulinähnlicher Wachstumsfaktoren, Zellmigration und mitochondrialen Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Art	Mensch
Gen-ID	3485
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 226-325 des humanen IGFBP2 (P18065)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P18065
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku