


Anti-Igfbp2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P18065

Artikelnummer: CM0018020



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IGFBP2 für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein Protein von ca. 35 kDa. Ideal zur Untersuchung der IGF-vermittelten Proliferation, Differenzierung und Migration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3485
Gen-ID	3485
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100–200 des humanen IGFBP2 (NP_000588.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18065
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku