


Anti-Igfbp3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P17936

Artikelnummer: CM0016439



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IGFBP3, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt ein 32 kDa Band und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu IGF-Signalgebung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IBP3; BP-53; IGFBP3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3486
Gen-ID	3486
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 100-200 von humanem IGFBP3 (NP_000589.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P17936
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche