

Kaninchen-Polyclonaler Anti-Igfbp3-Antikörper Für Wb Und Elisa - P47878

Artikelnummer: CM0029803

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-IGFBP3, validiert für WB und ELISA. Erkennt Maus- und Ratten-IGFBP3. Geeignet für Studien zu Apoptose und IGF-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	IGFBP-3; IGfbp3
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3486
GenID	16009
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 28-292 von Maus-IGFBP3 enthält (NP_032369.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P47878
Proteinmasse	32 kDa
Versand	Eisbeutel