

Anti-Igfbp4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22692

Artikelnummer: CM0015630



Einführung

IGFBP4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der IGF-Bioverfügbarkeit und Wachstumsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3487
GeneID	3487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 178-258 des humanen IGFBP4 entspricht (NP_001543.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P22692
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel