

Anti-Igfbp4 Kaninchen-Polyclonale Antikörper - P22692

Artikelnummer: CM0020386



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes IGFBP4, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt IGFBP4 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Geeignet für die Erforschung von IGF-Signalübertragung und Wachstumsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGFBP4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BP-4; IBP4; IGFBP-4; HT29-IGFBP; IGFBP4
Spezies	Mensch
Gen-ID	3487
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-258 des humanen IGFBP4 (NP_001543.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22692
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel