


Anti-Igha1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, Fc, Elisa - P01876

Artikelnummer: CM0027429



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper, das auf menschliches IGHA1 (Konstante Region der IgA1-Schwerkette) abzielt. Validiert für WB, FC, ELISA; geeignet für Immunglobulin-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGHA1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	IgA1; IGHA1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3493
GenID	3493
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 122-353 von menschlichem IGHA1 (P01876) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01876
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel