


Anti-Ighd Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P01880

Artikelnummer: CM0002304



Einführung

Anti-IGHD Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, ELISA. Targett die menschliche schwere konstante Immunglobulin-Delta-Kette (P01880) für die B-Zell- und humoralImmunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGHD Kaninchen mAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3495
GenID	3495
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem IGHG (P01880) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P01880
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel