

Anti-Igsf3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075054

Artikelnummer: CM0016289

Einführung

Dieser kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches IGSF3 (EWI-3) ist für Western Blotting und ELISA validiert. Geeignet für die Untersuchung der Expression von Immunglobulin-Superfamilien-Mitglied 3 in Plazenta-, Nieren- und Lungengewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IGSF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	V8; LCDD; EWI-3; IGSF3
Spezies	Mensch
Gen-ID	3321
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 350-562 des menschlichen IGSF3 (NP_001007238.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	075054
Proteinmasse	135 kDa
Versand	Eisbeutel