

Anti-Igsf6 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb Und Elisa - 095976

Artikelnummer: CM0017204

Einführung

Anti-IGSF6 Kaninchen-polyklonale Antikörper validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Protein-Immunogen, das die Aminosäuren 1-241 umfasst. Geeignet für immunologische Forschung zum DORA/IGSF6-Protein.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IGSF6 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliaße	DORA; IGSF6
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10261
Gen-ID	10261
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-241 des menschlichen IGSF6 (NP_005840.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	095976
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Eisbeutel