

Anti-Ihh Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14623

Artikelnummer: CM0024884



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen IHH (Indian hedgehog protein) gerichtet ist, geeignet für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Nützlich für die Forschung an Knochen- und Knorpelentwicklung, Zellsignalisierung und verwandten Bereichen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IHH Rabbit pK
Bemerkungen/Alias	BDA1; HHG2; IHH
Spezies	Mensch
Gen-ID	3549
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 202-411 von menschlichem IHH (NP_002172.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14623
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel