


Anti-Ik-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13123

Artikelnummer: CM0014967



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes IK (Red/RER) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Spliceosom und Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RED; RER; CSA2; IK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3550
Gen-ID	3550
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von humanem IK (NP_006074.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13123
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel