


Anti-Ikaros Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q13422

Artikelnummer: CM0024698



Einführung

Anti-Ikaros Kaninchen polyklonaler Antikörper (Q13422) validiert für WB und ELISA beim Menschen. Zielgerichtet gegen den Ikaros-Transkriptionsfaktor, der an der Lymphozyten- und Erythrozytendifferenzierung beteiligt ist. Ideal für immunologische Nachweisuntersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ikaros Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10320
GenID	10320
Immunogen	Rekombinantes Protein Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 296-457 des menschlichen Ikaros (NP_006051.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13422
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel