


Anti-Ikaros Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb - Q13422

Artikelnummer: CM0022475



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen menschliches Ikaros (IKZF1), validiert für WB, IF/ICC, ELISA, ChIP. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur hämatopoetischen Differenzierung und Lymphozytenentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Ikaros Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	IK1; LYF1; LyF-1; CVID13; IKAROS; PPP1R92; PRO0758; ZNFN1A1; Hs.54452; Ikaros
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10320
GenID	10320
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-270 von menschlichem Ikaros (NP_001207694.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13422
Proteinmasse	58kDa
Versand	Eisbeutel