

Anti-Ikba Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P25963

Artikelnummer: CM0002901



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IkBα (NF-Kappa-B-Inhibitor alpha). Validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Vorhergesagtes Molekulargewicht 36 kDa. Ideal für NF-kB-Signalwegstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IkBα Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IkBα
Spezies	Human
GeneID (human)	4792
GeneID	4792
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25963
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eistasche