

Anti-Ikba Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P25963

Artikelnummer: CM0013236



Einführung

Hochwertiges IkBα Kaninchen pAb, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt endogenes NF-Kappa-B Inhibitor Alpha in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für NF-κB-Signalweg- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IkBα Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IkBα
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4792
Gen-ID	4792
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 166-265 von humanem IkBα (NP_065390.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25963
Protein-Gewicht	36kDa
Versand	Eistasche