

Anti-Ikba-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P25963

Artikelnummer: CM0016911



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes IkB α (NF-kappa-B-Inhibitor alpha), geeignet für WB, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der NF- κ B-Signalgebung, Entzündungen und Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IkB α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; IkB α
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4792
GenID	4792
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 201-300 von humanem IkB α (NP_065390.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P25963
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel