

Anti-Ikba Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q63746

Artikelnummer: CM0011244

Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen IkB α (NFKBIA). Validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur NF-kappa-B-Signalisierung. Vorhergesagtes Molekulargewicht: 35 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IkB α Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RL/IF-1; IkB α
Art	Ratte
GenID (Mensch)	4792
GenID	25493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-314 von Ratten-IkB α entspricht (NP_001099190.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q63746
Proteinmasse	35 kDa
Versand	Eisbeutel