

## Anti-Ikbip-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q70Uq0

Artikelnummer: CM0028787

### Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper gegen IKBIP (Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase-interacting protein), ein p53-regulierter pro-apoptotischer Faktor. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IKBIP Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | IKIP; IKBIP                                                                                                                          |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                               |
| GenID (Mensch)    | 121457                                                                                                                               |
| GenID             | 121457                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 115-350 von menschlichem IKBIP (NP_963906.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                               |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                                          |
| SWISS             | Q70UQ0                                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 39kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                            |