

Anti-Ikbkap-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O95163

Artikelnummer: CM0018009



Einführung

Hochwertiger Anti-IKBKAP-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA mit Reaktivität gegen Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Elongator-Komplexes, der tRNA-Modifikation und der Neurodegenerationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKBKAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FD; DYS; IKAP; IKI3; TOT1; IKBKAP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8518
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1093-1332 von menschlichem IKBKAP (NP_003631.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95163
Proteingewicht	150 kDa
Versand	Eisbeutel