


Anti-Ikk Beta Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O14920

Artikelnummer: CM0008520



Einführung

Hochspezifischer rekombinanter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IKK beta. Validiert für Western Blot, Immunpräzipitation, IF/ICC und ELISA. Ideal für die NF- κ B-Signalweg- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKK beta Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IKK2, IKKB, IKK-2, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKBIKB, IKK-beta
Spezies	Human
GeneID	3551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 261-411 von humanem IKK beta (NP_001547.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14920
Protein-Gewicht	29-87 kDa
Versand	Eisbeutel