

Anti-Ikk α Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - O15111

Artikelnummer: CM0022893



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IKK α , detektiert ein Band von ~85 kDa. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA mit Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung kanonischer und nicht-kanonischer NF- κ B-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKK α Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BP52; IKK1; IKK α ; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
Spezies	Human
GeneID (Human)	1147
GeneID	1147
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-700 von humanem IKK α entspricht (NP_001269.3).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonal
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15111
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel