

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Ikk α -Antikörper Für Wb, Elisa - O15111

Artikelnummer: CM0007306



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IKK α (CHUK, IKK1, IKKA) für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der NF-kappa-B-Signalübertragung in Immun- und Entzündungsreaktionswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKK α -Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	BPS2; IKK1; IKKA; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
Art	Mensch
Gen-ID	1147
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O15111
Proteingewicht	85 kDa
Versand	Ice Bag