

Anti-Ikkε (Ikbke) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Artikelnummer: CM0013026

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes IKKε (IKBKE), geeignet für Western-Blot, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-IKKε. Ein wichtiges Hilfsmittel zur Untersuchung der angeborenen Immunität und entzündlicher Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IKKε-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	9641
GeneID	9641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 495-716 des humanen IKKε (NP_054721.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14164
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Kühlakku