

Anti-Ikkε (Ikbke) Kaninchen Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14164

Artikelnummer: CM0018577

Einführung

IKKε (IKBKE) kaninchen polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Detektiert endogenes IKKε in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Geeignet für die Untersuchung von antiviralen Immunität und inflammatorischen Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKKε Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	IKKE; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9641
GenID	9641
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 497-716 des menschlichen IKKε (NP_054721.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14164
Proteinmasse	80 kDa
Versand	Eisbeutel