

Anti-Ikkε-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14164

Artikelnummer: CM0010916

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen IKKε (IKBKE), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen, murinen und Rattenproben. Erkennt die N-terminalen Aminosäuren 1–100 des humanen IKKε (Q14164). Ideal zur Untersuchung der antiviralen angeborenen Immunität und entzündlicher Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKKε-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IKKε; IKKI; IKK-E; IKK-i; IKKε
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9641
GeneID	9641
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14164
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Kühlpack