


Anti-Ikky Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Y6K9

Artikelnummer: CM0010946



Einführung

Hochaffiner kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes IKK γ (NF-kappa-B essentieller Modulator). Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Detektiert endogene Spiegel bei Mensch, Maus und Ratte. Unentbehrlich für die Erforschung des NF- κ B-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IKK γ Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IP, IP1, IP2, FIP3, IKKG, IPD2, NEMO, FIP-3, Fip3p, IMD33, SAIDX, AMCBX1, EDAID1, IKKAP1, ZC2HC9, IKK-gamma
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8517
Gen-ID	8517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-419 von humanem IKK γ (NP_003630.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6K9
Proteingewicht	48 kDa / 56 kDa / 37 kDa
Versand	Eisbeutel