


Anti-Ikky-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K9

Artikelnummer: CM0015157



Einführung

Hochwertiger Anti-IKKγ (NEMO)-Kaninchen-Polyklonalantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in humanen, murinen und Rattensamples. Essentiell für die NF-kappa-B-Signalgebung und IKK-Komplex-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKKγ-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; IKKγ
Spezies	Human
Gen-ID	8517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 250-390 von humanem IKKγ (NP_003630.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6K9
Proteingewicht	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Versand	Eistasche