


Anti-Ikky-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Y6K9

Artikelnummer: CM0013944



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen IKKγ (NEMO), validiert für Western Blot, Immunpräzipitation und ELISA. Erkennt den essenziellen Modulator des menschlichen und murinen NF-kappa-B für Studien zur Entzündungssignalübertragung und Krankheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] IKKγ-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	IP; IP1; IP2; FIP3; IKKG; IPD2; NEMO; FIP-3; Fip3p; IMD33; SAIDX; AMCBX1; EDAID1; IKKAP1; ZC2HC9; IKK-gamma; Ky
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	8517
GeneID	8517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-419 des menschlichen IKKγ (NP_003630.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y6K9
Proteingewicht	48 kDa/56 kDa/37 kDa
Versand	Kühlakku