


Anti-Ikkβ Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14920

Artikelnummer: CM0007566



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes IKKβ (O14920) für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Ideal für NF-κB-Signalwegstudien und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKKβ Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKKβ
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	3551
Gen-ID	3551
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem IKKβ (O14920) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O14920
Protein-Gewicht	29-87 kDa
Versand	Eistasche