


Anti-Ikkβ Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - O14920

Artikelnummer: CM0023125



Einführung

IKKβ Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF/ICC und ELISA in humanen und murinen Proben validiert ist. Er zielt auf die IKKβ-Kinase ab, die für die NF-κB-Entzündungssignalgebung essentiell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IKKβ Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IKK2, IKKB, IMD15, IMD15A, IMD15B, NFKB1KB, IKK-beta, IKKβ
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3551
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-669 von humanem IKKβ entspricht (NP_001547.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O14920
Protein-Gewicht	29-87 kDa
Versand	Eistasche