


Anti-Ikk β -Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14920

Artikelnummer: CM0018518



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen IKK β (IKK2, IKBKB), geeignet für Western-Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem IKK β . Ideal zur Untersuchung der NF-kappa-B-Signalübertragung, von Immunreaktionen und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKK β -Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	IKK2; IKBKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKK β
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3551
GeneID	3551
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 400-669 von IKK β (NP_001547.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14920
Proteingewicht	29-87 kDa
Versand	Kühlakku