

## Anti-Ikzf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uks7

Artikelnummer: CM0016932



### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes IKZF2 (Helios), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Untersuchen Sie die Treg-Stabilität, IL-2-Repression und Hörentwicklung. Q9UKS7.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | IKZF2 Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | ANF1A2; HELIOS; ZNF1A2; ZNFN1A2; IKZF2                                                                                            |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                            |
| GenID (Mensch)    | 22807                                                                                                                             |
| GenID             | 22807                                                                                                                             |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 300-440 von humanem IKZF2 (NP_001072994.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                         |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                               |
| SWISS             | Q9UKS7                                                                                                                            |
| Proteingewicht    | 60kDa                                                                                                                             |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                         |