

Anti-Ikzf3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Artikelnummer: CM0009986

Einführung

Anti-IKZF3 Monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-IKZF3. Rekombinantes Immunogen. Unverzichtbar für Studien zur Lymphozytendifferenzierung, B-Zellentwicklung und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKZF3 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22806
Gen-ID	22806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-509 des menschlichen IKZF3 (Q9UKT9) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKT9
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel