

Anti-Ikzf3-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Ukt9

Artikelnummer: CM0006863

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes IKZF3 (Aiolos) für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanem und Rattenmaterial. Ideal für die Erforschung der Lymphozytendifferenzierung und der B-Zell-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IKZF3-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	22806
Gen-ID	22806
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen IKZF3 (Q9UKT9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UKT9
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Ice-Bag