

Anti-Ikzf3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukt9

Artikelnummer: CM0026196

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen IKZF3 (Aiolos), validiert für WB, IF/ICC und ELISA in menschlichen und murinen Proben. Spielt eine Schlüsselrolle bei der B-Zelldifferenzierung und Apoptoseregulierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	IKZF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	AIO; IMD84; AIOLOS; ZNFN1A3; IKZF3
Art	Mensch
GenID (Mensch)	22806
GenID	22806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 280-450 des menschlichen IKZF3 (NP_036613.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UKT9
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel