


Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Anti-IL-1-Alpha Für Wb Und Elisa - P01583

Artikelnummer: CM0021663



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IL-1-alpha, geeignet für WB und ELISA. Validiert für humane, Maus- und Rattenproben. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 112-271. Geeignet zur Untersuchung von Entzündungsprozessen und Immunreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-1-alpha-Kaninchen-pAb
Anmerkungen / Alias	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3552
GeneID	3552
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 112-271 des humanen IL-1-alpha-Proteins (NP_000566.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01583
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku