

Anti-IL-13 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - P20109

Artikelnummer: CM0006207

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus-IL-13 gerichtet ist und für intrazelluläre Durchflusszytometrie und ELISA validiert wurde. Spezifisch für Maus-IL-13, Proteingewicht 14 kDa. Geeignet für Allergie- und Entzündungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-13 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IL-13
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3596
GenID	16163
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-131 von Maus-IL-13 (NP_032381.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra), ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20109
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eisbeutel