


Anti-IL-13R α 1 (Cd213A1) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P78552

Artikelnummer: CM0008055



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes IL-13R α 1 (CD213a1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie an humanen Proben; unterstützt Studien zur IL-13/IL-4-Signalgebung in Immunologie und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD213a1/IL-13R α 1 mAk
Bemerkungen/Alias	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; Interleukin-13-Rezeptor-Untereinheit Alpha-1
Spezies	Human
GenID (Human)	3597
GenID	3597
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-343 von humanem CD213a1/IL-13R α 1 (NP_001551.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P78552
Proteingewicht	31kDa/48kDa
Versand	Eisbeutel