

Anti-IL-15Ra Kaninchen-Monoklonalantikörper Für If/Icc, Fc, Elisa - Q60819

Artikelnummer: CM0009581



Einführung

Hochaffiner Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen Maus IL-15RA (CD215) für IF/ICC, FC, ELISA. Immunogen aus rekombinantem Protein, MG 28 kDa, kreuzreagiert mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der IL-15-Signalübertragung und der Funktion von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-15RA Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Il15ra
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3601
GenID	16169
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 33-205 von Maus CD215/IL-15Rα (NP_032384.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60819
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel