

Anti-IL-17Rb Monoklonaler Antikörper Für Fc, Elisa - Q9Nrm6

Artikelnummer: CM0006397



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes IL-17RB gerichtet ist, für FC und ELISA. Ideal für die Untersuchung der proinflammatorischen Zytokin-Signalgebung, der Differenzierung hämatopoetischer Zellen und der Biologie von endokrinem Gewebe. - Q9NRM6

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	IL-17RB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CRL4, EVI27, IL17BR, IL17RH1
Spezies	Mensch
Gen-ID	55540
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-289 von humanem IL-17RB (NP_061195.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NRM6
Proteingewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel